Sac à main décoré d'une application en tissu-tableau

fiche créative n° 1330

Envie d'un joli petit sac original pour l'été ? Grâce à cette fiche créative, nous vous expliquons comment confectionner un sac à main agrémenté d'applications en tissu-tableau.



C'est aussi simple:

Tout d'abord, téléchargez le modèle, reportez-le et prolongez-le de manière symétrique sur du tissu uni. Faites ceci quatre fois afin de disposer de deux coupons de tissus extérieurs et de deux coupons qui serviront à doubler le sac et lui donner un peu plus de tenue. La viseline adhésive que vous utiliserez plus tard lui en donnera davantage encore.

Posez endroit contre endroit un coupon de tissu « extérieur » sur un coupon de tissu « intérieur », épinglez-les et piquez le bord long. Faites de même avec les deux autres coupons.

Découpez votre motif d'étoile dans le <u>tissu-tableau</u> et appliquez-le sur l'endroit d'un coupon extérieur à l'aide de viseline adhésive et de votre fer à repasser.

Conseil : Pour sécuriser votre **application**, vous pouvez la coudre à cette étape-ci.

Ensuite, **déployez vos deux coupons et repassez-les bien**. Superposez-les endroit contre endroit en faisant bien attention à ce que les tissus extérieurs soient bien l'un sur l'autre.

A présent, piquez les bords longs tout en laissant une **ouverture pour retourner le tissu** puis les bords inférieurs. Déployez les angles, superposez les bords et piquez tout droit. Retournez le tissu et fermez l'ouverture au point droit. **Placez la doublure dans les tissus extérieurs.**

Maintenant, confectionnez l'anse du sac à main.

Disposez les bandes de tissu endroit contre endroit et **cousez les bords longs.** Retournez le tissu et piquez une nouvelle fois les bords longs. Placez les extrémités de l'anse à l'intérieur du sac et **cousez-les au point droit** depuis l'intérieur du sac.

Voilà, votre sac est déjà terminé!

Liste d'articles :

Réf.	Artikelname	Quantité
391214	Set de fils à coudre Gütermann « Couleurs de base », 7x100m	1
360296	Epingles à tête de verre Prym, boîte de 30 g	1